

ソコレックス社製ディスペンサーの耐薬品性について

ボトルトップディスペンサーはさまざまな薬品を分注する用途で使用されています。それゆえ、器具はさまざまな要求事項に適合し、研究員や研究工程での安全を保証しなければなりません。ソコレックス社製ディスペンサーは痕跡分析に影響を与える物質の排出はありません。また細胞毒性作用や光学テストの歪曲、クロマトグラフ法や残留分析に影響を与えることもありません。

材 質

ソコレックス社では使用される部品の材質に対して特に注意を払っています(下記テーブル参照)。液体に接触するアキュレックスやキャリブレックスディスペンサーのすべての部品は頑丈で化学的に不活性な材質からできており、より長い器具の使用を実現しました。

| 部品 | Acurex™ 501 |
|------------------------------------|------------------|
| バルブ (Valve) | パイレックスガラス、人造ルビー |
| バレル (Barrel) | 中性ガラス |
| プランジャー (Plunger) | PTFE コーティングガラス |
| リザーバー (Reservoir) | アンバーガラス、ホウケイ酸ガラス |
| 送出ノズルと結合部 (Delivery jet and union) | PVDF / FEP / PFA |

| 部品 | Calibrex™ 520 | Calibrex™ 521 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| フィードチューブ (Feed tube) | PTFE | |
| 吸気弁 (Intake valve) | セラミック | ホウケイ酸ガラス |
| 弁球 (Valve balls) | パイレックスガラス | セラミック、ルビー |
| バルブスプリング (Valve springs) | プラチナ・イリジウム | |
| バレル (Barrel) | ホウケイ酸ガラス | |
| バレルプレート (Barrel plate) | PTFE | --- |
| プランジャー (Plunger) | PFA コーティングガラス | |
| 出口弁 (Outlet valve) | セラミック | |
| 本体 (Body) | ETFE | |
| 送出ノズル組立部 (Delivery jet assembly) | PTFE / ETFE | |

次頁の薬品リストはもっともよく使用される薬品です。アキュレックス501やキャリブレックス520/521ディスペンサーを安全で適切に使用して頂くための情報になります。しかし、安全対策や使用上の注意に従ってご使用願います。

耐薬品性ガイドライン

| 薬 品 | Acurex 501 | Calibrex 520 | Calibrex 521 |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Acetic acid 100% | A | A | B/1 |
| Acetic anhydride | B/4 | B/4 | B/4 |
| Acetone | A | B/4 | A |
| Acetonitrile | A | A | A |
| Ammonium molybdate | A | A | A |
| Ascorbic acid | A | A | A |
| Benzaldehyde | A | A | A |
| Benzene | A | B/4 | B/4 |
| Boric acid | A | A | A |
| Bromine | B/2 | B/2 | C/2/4 |
| Butanol | A | A | A |
| Butanone | A | B/4 | A |
| Butyl acetate | A | A | B/4 |
| Carbon disulfide | A | A | A |
| Carbon tetrachloride | A | A | B/4 |
| Chlorine water | C/2/4 | B/2/4 | C/2/4 |
| Chlorobenzene | A | A | A |
| Chlorobutane | A | A | A |
| Chloroethanol | A | A | A |
| Chloroform | A | B/4 | B/4 |
| Chloronitric acid 100% | B/2/3 | B/3 | C/3 |
| Chlorosulphuric acid 100% | B/2/3 | B/3 | B/3 |
| Chromic acid 100% | B/2/3 | B/3 | B/3 |
| Citric acid | A | A | A |
| Copper fluoride | A | A | B/4 |
| Cyanocrylate | C/1 | C/1 | C/1 |
| Cyclohexane | A | A | A |
| Cyclohexanone | A | A | A |
| Diethylene glycol | A | A | A |
| Diethylether | A | A | A |
| Dimethylformamide (DMF) | A | B/4 | A |
| Dimethylsulfoxide (DMSO) | A | A | A |
| Dioxane /Diethylene dioxide | A | A | B/4 |
| Dioxide chlorine | B/2/4 | B/2/4 | B/2/4 |
| Ethanol | A | A | A |
| Ether | A | B/4 | B/4 |
| Ethyl acetate | A | A | B/4 |
| Ethylene diamine | A | A | A |
| Ethylene glycol | A | A | A |
| Formaldehyde (Formalin) | A | A | A |
| Formic acid | A | A | A |
| Gamma-butyrolactone | A | A | A |
| Gasoline | A | A | A |
| Glycerin <40% | A | A | A |
| Heptane | A | A | A |
| Hexane | A | A | A |
| Hydrofluoric acid 100% (HF) | C/5 | C/5 | C/5 |
| Hydrochloric acid 37% (HCl) | B/2/3 | A | B/3 |
| Hydrogen peroxide | A | A | A |
| Iod (J2) | A | A | A |
| Iodine | A | A | A |
| Iodine Bromide | C/2/4 | C/2/4 | C/2/4 |

耐薬品性ガイドライン

| 薬 品 | Acurex 501 | Calibrex 520 | Calibrex 521 |
|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Iodine Chloride | 塩化ヨウ素 | C/2/4 | C/2/4 |
| Isooctane | イソオクタン | A | A |
| Isopropanol | イソプロパノール | A | A |
| Iso-propylamide | イソプロピルアミド | A | A |
| Lactic acid | 乳酸 | A | A |
| Liquid ammonia | 液体アンモニア | A | A |
| Methanol | メタノール | A | A |
| Methyl chloride | 塩化メチル | A | A |
| 2-Methoxyethanol | 2-メトキエタノール | A | A |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | メチルエチルケトン | A | B/4 |
| Methylene chloride (DCM) | 塩化メチレン | A | B/2/4 |
| Methyliodide | ヨウ化メチル | A | A |
| Methylmethacrylate (MMA) | メチルメタアクリレート | A | A |
| Methylpentanone | メチルペンタノン | B/4 | B/4 |
| Mineral oil | 鉱油 | A | A |
| N-Butylamin | N-ブチルアミノ | B/4 | B/4 |
| Nitric acid 100% | 硝酸 100% | B/2/3 | B/3 |
| Nitric acid dil. <30% | 希釈硝酸 <30% | A | A |
| Nitromethane | ニトロメタン | A | B/4 |
| N-methyl-pyrrolidone (NMP) | N-メチルピロリドン | A | A |
| Octane | オクタン | A | A |
| Octanol | オクタノール | A | A |
| Oil (vegetable, mineral, animal) | オイル(植物油、鉱油、動物油) | A | A |
| Oxalic acid | シュウ酸 | A | A |
| Pentane | ペンタン | A | A |
| Perchloric acid 100% | 過塩素酸 100% | B/2/3 | B/3 |
| Perchloric acid diluted | 希釈過塩素酸 | A | A |
| Petrol benzene | 石油ベンゼン | A | A |
| Petroleum ether / spirit | 石油エーテル | A | A |
| Phenol | フェノール | A | A |
| Phenylhydrazine | フェニルヒドラジン | A | A |
| Phosphine | ホスフィン | A | A |
| Phosphoric acid 100% | リン酸 100% | A | A |
| Potassium chloride | 塩化カリウム | B/1 | A |
| Potassium dichromate | 重クロム酸カリウム | A | A |
| Potassium hydroxide | 水酸化カリウム | B/1 | B/1 |
| Potassium iodide | ヨウ化カリウム | A | A |
| Potassium permanganate | 過マンガン酸カリウム | A | A |
| Propionic acid | プロピオン酸 | A | A |
| Propylene oxide | 酸化プロピレン | A | A |
| Picric acid (Trinitrophenol) | ピクリン酸(トリニトロフェノール) | A | A |
| Pyridine | ピリジン | B/4 | B/4 |
| Resorcin | レゾルシン | B/4 | B/4 |
| Sodium acetate | 酢酸ナトリウム | A | A |
| Sodium chloride/salt for cooking | 料理用塩化ナトリウム/塩 | B/1 | A |
| Sodium hydroxide | 水酸化ナトリウム | B/1 | B/1 |
| Sodium hypochloride | 次亜塩素酸塩 | A | A |
| Sodium thiosulfate | チオ硫酸ナトリウム | A | A |
| Sulfochromic acid 100% | スルホクロム酸 100% | B/2/3 | B/2/3 |
| Sulfonitric acid 100% | スルホ硝酸 100% | B/2/3 | B/2/3 |
| Sulfur dioxide | 二酸化硫黄 | B/4 | B/4 |
| Sulfuric acid 100% | 硫酸 | B/2/3 | B/2 |

耐薬品性ガイドライン

| 薬 品 | | Acurex 501 | Calibrex 520 | Calibrex 521 |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Tetrachlorethylene/methylene | テトラクロロエチレン/メチレン | B/4 | B/4 | B/4 |
| Tetrahydrofuran THF | テトラヒドロフラン | B/2/4 | B/2/4 | B/2/4 |
| Tetramine | テトラミン | A | A | A |
| Turpentine oil | テレピン油 | A | A | B/4 |
| Toluene | トルエン | A | B/4 | B/4 |
| Trichloroethylene | トリクロロエチレン | B/4 | B/4 | B/4 |
| Trichloroacetic acid | トリクロロ酢酸 | A | A | A |
| Trichloroethane/methane | トリクロロエタン/メタン | B/4 | B/4 | B/4 |
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | | B/4 | B/4 | B/4 |
| Xylene | キシレン | A | B/4 | B/4 |

コード説明

- | | |
|---|--------|
| A | 適合 |
| B | 条件付き適合 |
| C | 不適合 |
-
- | | |
|---|---|
| 1 | 結晶化の恐れあり(プランジャー、バレルとも乾燥させないこと) |
| 2 | プランジャー保護膜が膨張、剥離の恐れあり |
| 3 | 揮発性酸(低濃度であれば耐性あり)。本体をボトルにつけたままにしない |
| 4 | 揮発した薬品により、外部部品の軟化、脱色の恐れあり。本体をボトルにつけたままにしない。 |
| 5 | プランジャー、バレル等のガラス製部品品質劣化の恐れあり。 |

※ご注意

- その他の薬品についてはお問い合わせください。
- ご使用前には十分に取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 危険性のある薬品の取扱いには十分ご注意ください。
- 上記の耐薬品性についてはあくまで目安です。実際のご使用に際しては使用者ご自身の責任の下、安全性をご確認のうえ使用してください。

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

電話: 06-6460-1960

FAX: 06-6460-1961

www.nikko-hansen.jp